

# Légèreté et haute performance

## Armoire chauffante pour produit de contraste

### Armoire chauffante compacte multiusage

- Petite et légère pour une utilisation en TDM
- Chauffage de produits de contraste visqueux pour des débits plus importants
- Facile à manipuler donc immédiatement prête à l'emploi
- Confort du patient optimisé grâce à l'utilisation de produits de contraste dont la température est contrôlée

### Caractéristiques du dispositif

- Contrôle électronique de la température
- Alarme en cas de dysfonctionnement
- Structure en acier inoxydable
- Porte en verre avec fenêtre d'observation, verrouillable
- Plage de température de 30 °C à 70 °C
- 2 étagères en acier inoxydable, diverses applications

### Caractéristiques techniques

Dimensions (l x P x H)	560 mm x 370 mm x 380 mm
Poids	10,2 kg étagères perforées comprises
Capacité	20 l
Alimentation électrique	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Puissance absorbée	100 W

