

**tezo™**

titanium cage family



gamme univer-  
selle de cages

**Ulrich**  
medical

## Systeme

- Gamme d'implants en titane pour la fusion intersomatique lombaire à lombo-sacrée
- 3 types de cage pour voies d'abord dorsales ou ventrales (PLIF, TLIF, ALIF)
- Dentelure mûrement élaborée pour une mise en place simplifiée et une grande stabilité primaire
- Volume de remplissage important pour tissu osseux ou substitut osseux



Un même principe pour tous les types de cages



Disponible en trois tailles (S, M, L) et avec différentes hauteurs et divers angles



## Avantages

- Des instruments pour toutes les voies d'abord
- Structure rugueuse des surfaces intérieures favorisant l'ostéointégration
- En emballage stérile – Durée de vie 9,5 ans



# Composants

Implants	Longueur x Largeur	Hauteur	Angle	Réf.
tezo-P	24x10 mm	7 à 13 mm	5°	CS 3401-07 à -13
tezo-P	29x10 mm	7 à 13 mm	5°	CS 3402-07 à -13
tezo-P	29x10 mm	8 à 13 mm	12°	CS 3403-08 à -13
tezo-T	29x11 mm	7 à 13 mm	5°	CS 3415-07 à -13
tezo-T	29x14 mm	7 à 13 mm	5°	CS 3416-07 à -13
tezo-T	34x16 mm	7 à 13 mm	5°	CS 3417-07 à -13
tezo-A	28x22 mm	8 à 16 mm	8°	CS 3431-08 à -16
tezo-A	31x25 mm	8 à 16 mm	0°	CS 3432-08 à -16
tezo-A	31x25 mm	8 à 16 mm	8°	CS 3433-08 à -16
tezo-A	31x25 mm	8 à 16 mm	12°	CS 3434-08 à -16
tezo-A	34x28 mm	8 à 16 mm	0°	CS 3435-08 à -16
tezo-A	34x28 mm	8 à 16 mm	8°	CS 3436-08 à -16
tezo-A	34x28 mm	10 à 16 mm	12°	CS 3437-10 à -16

## En option

Implants	Longueur x Largeur	Hauteur	Angle	Réf.
tezo-P	24x10 mm	14 mm	5°	CS 3401-14
tezo-P	29x10 mm	14 mm	5°	CS 3402-14
tezo-P	29x10 mm	14 mm	12°	CS 3403-14
tezo-T	29x11 mm	14 mm	5°	CS 3415-14
tezo-T	29x14 mm	14 mm	5°	CS 3416-14
tezo-T	34x16 mm	14 mm	5°	CS 3417-14
tezo-A	28x22 mm	18 mm	8°	CS 3431-18
tezo-A	31x25 mm	18 mm	0°	CS 3432-18
tezo-A	31x25 mm	18 mm	8°	CS 3433-18
tezo-A	31x25 mm	18 mm	12°	CS 3434-18
tezo-A	34x28 mm	18 mm	0°	CS 3435-18
tezo-A	34x28 mm	18 mm	8°	CS 3436-18
tezo-A	34x28 mm	18 mm	12°	CS 3437-18

patented  
or/and  
pat. pend.

Over a Century  
of Innovation

**ulrich**  
medical

ulrich GmbH & Co. KG | Buchbrunnweg 12 | 89081 Ulm | Allemagne  
Téléphone : +49 (0)731 9654-0 | Fax : +49 (0)731 9654-2705/2805  
spine@ulrichmedical.com | www.ulrichmedical.com