

# ADDplus™

anterior distraction device plus





**Ulrich**  
medical

*dedicated to you.*

# Sistema

- Reemplazo de cuerpo vertebral expandible con placas fijas para la columna cervical ventral y cervicotorácica
- Aumento de la angulación con un mayor tamaño del implante (0°-18°)
- Con opción de tornillos de esponjosa o tornillos de expansión
- Gran volumen de llenado para material óseo o material sustituto óseo
- Todos los implantes están también disponibles en envase individual estéril





## Ventajas

- Reemplazo de cuerpo vertebral y placa en un sistema
- Anclaje optimizado del implante mediante tornillo expandible
- Expandible de forma progresiva para una adaptación anatómica individual
- Gran volumen de llenado



# Componentes

Implantes	N.º de art.
ADDplus, Ø 12 mm, ángulo 0°, altura 13-18 mm	CS 2253-12-13
ADDplus, Ø 12 mm, ángulo 6°, altura 17-26 mm	CS 2253-12-17
ADDplus, Ø 12 mm, ángulo 12°, altura 25-41 mm	CS 2253-12-25
ADDplus, Ø 12 mm, ángulo 18°, altura 40-65 mm	CS 2253-12-40
Tornillo osmium con pasador incluido, dorado, Ø 5,0 mm, longitud 14 mm	CS 1300-14T
Tornillo osmium con pasador incluido, verde, Ø 5,0 mm, longitud 16 mm	CS 1300-16T
Tornillo osmium con pasador incluido, azul, Ø 5,0 mm, longitud 18 mm	CS 1300-18T
Tornillo osmium con pasador incluido, gris, Ø 4,0 mm, longitud 12 mm	CS 1303-12
Tornillo osmium con pasador incluido, dorado, Ø 4,0 mm, longitud 14 mm	CS 1303-14
Tornillo osmium con pasador incluido, verde, Ø 4,0 mm, longitud 16 mm	CS 1303-16
Tornillo osmium con pasador incluido, azul, Ø 4,0 mm, longitud 18 mm	CS 1303-18
Tornillo de esponjosa, Ø 4,0 mm, longitud 12 mm	CS 1301-12T
Tornillo de esponjosa, Ø 4,0 mm, longitud 14 mm	CS 1301-14T
Tornillo de esponjosa, Ø 4,0 mm, longitud 16 mm	CS 1301-16T
Tornillo de esponjosa, Ø 4,0 mm, longitud 18 mm	CS 1301-18T
Tornillo de esponjosa, Ø 4,0 mm, longitud 20 mm	CS 1301-20T
Tornillo de esponjosa, Ø 4,0 mm, longitud 22 mm	CS 1301-22T
Tornillo de esponjosa, Ø 4,0 mm, longitud 24 mm	CS 1301-24T
Tornillo de esponjosa, Ø 4,0 mm, longitud 26 mm	CS 1301-26T
Tornillo de bloqueo	CS 2259

## Información sobre implantes en embalaje estéril

Para solicitar implantes en embalaje estéril, añada una "-S" al final del número de catálogo (por ejemplo: CS 2253-12-13-S).



**ulrich GmbH & Co. KG**  
Buchbrunnenweg 12  
89081 Ulm, Alemania  
T: +49 (0)731 9654-0  
spine@ulrichmedical.com  
www.ulrichmedical.com

**ulrich medical France SAS**  
10, Allée Aristide Maillol  
31770 Colomiers, Francia  
T: +33 (0)5 34 50 91 02  
info@ulrichmedical.fr  
www.ulrichmedical.fr