

# ADDplus™

anterior distraction device plus





**Ulrich**  
medical

*dedicated to you.*

# System


- Distrahierbarer Wirbelkörperersatz mit festen Platten für die ventrale zervikale und zerviko-thorakale Wirbelsäule
- Ansteigende Winkelungen mit zunehmender Implantatgröße (0° - 18°)
- Wahlweise Spongiosa- oder Spreizschrauben
- Großes Befüllvolumen für Knochen-/Knochenersatzmaterial
- Alle Implantate auch einzeln steril verpackt verfügbar





## Vorteile

- Wirbelkörperersatz und Platte in einem System
- Optimierte Implantatverankerung durch spreizbare Schraube
- Stufenlos distrahierbar zur individuellen anatomischen Anpassung
- Großes Befüllvolumen



# Komponenten

<b>Implantate</b>	<b>Art.-Nr.</b>
ADDplus, Ø 12 mm, Winkel 0°, Höhe 13 – 18 mm	CS 2253-12-13
ADDplus, Ø 12 mm, Winkel 6°, Höhe 17 – 26 mm	CS 2253-12-17
ADDplus, Ø 12 mm, Winkel 12°, Höhe 25 – 41 mm	CS 2253-12-25
ADDplus, Ø 12 mm, Winkel 18°, Höhe 40 – 65 mm	CS 2253-12-40
osmium Schraube inkl. Stift, gold, Ø 5,0 mm, Länge 14 mm	CS 1300-14T
osmium Schraube inkl. Stift, grün, Ø 5,0 mm, Länge 16 mm	CS 1300-16T
osmium Schraube inkl. Stift, blau, Ø 5,0 mm, Länge 18 mm	CS 1300-18T
osmium Schraube inkl. Stift, grau, Ø 4,0 mm, Länge 12 mm	CS 1303-12
osmium Schraube inkl. Stift, gold, Ø 4,0 mm, Länge 14 mm	CS 1303-14
osmium Schraube inkl. Stift, grün, Ø 4,0 mm, Länge 16 mm	CS 1303-16
osmium Schraube inkl. Stift, blau, Ø 4,0 mm, Länge 18 mm	CS 1303-18
Spongiosaschraube, Ø 4,0 mm, Länge 12 mm	CS 1301-12T
Spongiosaschraube, Ø 4,0 mm, Länge 14 mm	CS 1301-14T
Spongiosaschraube, Ø 4,0 mm, Länge 16 mm	CS 1301-16T
Spongiosaschraube, Ø 4,0 mm, Länge 18 mm	CS 1301-18T
Spongiosaschraube, Ø 4,0 mm, Länge 20 mm	CS 1301-20T
Spongiosaschraube, Ø 4,0 mm, Länge 22 mm	CS 1301-22T
Spongiosaschraube, Ø 4,0 mm, Länge 24 mm	CS 1301-24T
Spongiosaschraube, Ø 4,0 mm, Länge 26 mm	CS 1301-26T
Fixierschraube	CS 2259

## Information zu steril verpackten Implantaten

Um steril verpackte Implantate zu bestellen, die Artikelnummer am Ende mit „-S“ ergänzen (Beispiel: CS 2253-12-13-S).



**ulrich GmbH & Co. KG**  
Buchbrunnenweg 12  
89081 Ulm, Germany  
T +49 731 9654-0  
spine@ulrichmedical.com  
www.ulrichmedical.com

**ulrich medical France SAS**  
10, Allée Aristide Maillol  
31770 Colomiers, France  
T +33 5 34 50 91 02  
info@ulrichmedical.fr  
www.ulrichmedical.fr